

## Fra spadserestok til siddestok på bare et øjeblik!

Tak fordi du valgte en Linden Elite stol. Vi ønsker dig glæde med den i mange år frem i tiden. For sikker brug bedes du læse alle instruktionerne:

- **Elite Stroller** – Gåhøjde: 825 mm  
Sædehøjde: 755 mm
- **Elite Walker & Tracker** – Gåhøjde: 855 mm til 935 mm  
Sædehøjde: 775 mm til 850 mm
- **Elite Packaway** – Gåhøjde: 815 mm til 925 mm  
Sædehøjde: 735 mm til 815 mm
- **Maksimal brugervægt: 125 kg.**

Din Elite stol er udviklet til brug af kun én person.  
Bør ikke anvendes til andre formål.

**FORSIGTIG:** Siddestokken med en enkelt stang er udviklet til brugere, som kan balancere sikkert på sædet og skabe en stabil trefod med deres vægt fordelt imellem sæde og fødder. Hvis du har et handicap eller en lidelse, som påvirker din balanceevne bedes du altid opsøge din læge forud for brug.

1. Hvis det ønskes kan højden justeres ved at trykke på de to springknapper og foden trækkes ud i den ønskede længde. Forsikr dig om at begge knapper er låste i et sæt huller før brug.
2. For at åbne sædet: Tag fat i den sorte låsebøsning og træk nedad.
3. Tip sædet op i horisontal stilling. Forsikr dig om, at låsebøsningen er fuldt fastgjort til sædet.
4. Placer sædet bag dig med basen i en afstand på omkring 35 cm. Læn sædet hen i mod dig selv og sæt dig langsomt med en afstand på omkring 35 cm imellem fødderne.



### PACKAWAY MODEL

Fjern først de to fødder fra tasken. Derefter fjernes sædet og mens du gør det, sørger du for at holde fast i både sæde og stænger. Stængerne løsnes så de falder sammen.



TILGÆNGELIGE  
MODELLER

**Stroller**  
(ikke-justerbar,  
gummi dubsko)  
**Walker**  
(justerbar,  
gummi dubsko)  
**Tracker**  
(justerbar, spids  
og plade kun til  
brug i blødt  
underlag)

**Packaway**  
(justerbar, gummi  
dubsko samt  
spids og plade)

TILGÆNGELIGE  
FARVER:  
Sort og grøn