

Fra gåstav til behagelig sete på et blunk!

Takk for at du valgte et Linden Elite-sete. Vi ønsker deg mange år med hyggelig bruk. For din sikkerhet ber vi deg vennligst å lese alle instruksjonene:

- **Elite Stroller** – Gåhøyde: 825 mm
Sitteshøyde: 755 mm
- **Elite Walker & Tracker** – Gåhøyde: 855 mm til 935 mm
Sitteshøyde: 775 mm til 850 mm
- **Elite Packaway** – Gåhøyde: 815 mm til 925 mm
Sitteshøyde: 735 mm til 815 mm
- **Maks brukervekt: 125 kg**

Elite-setet er ment for bruk av kun én person.
Ikke bruk setet til andre formål.

OBS: Setestaver med én enkel tube er for personer som trygt klarer å holde balansen på setet og forme en stabilt stativ med vekten jevnt fordelt mellom setet og føttene. Ved funksjonshemninger eller forhold som kan affekttere balansen, bør du alltid be om medisinsk råd før bruk.

1. Der det er relevant, justeres høyden ved å trykke inn begge knappene med fjæring og dra foten ut til ønsket lengde. Pass på at begge knappene er fastlåst i hullene før bruk.
2. Åpne setet: Ta tak i den sorte låsehylsen og trekk godt ned.
3. Vipp opp setet i horisontal stilling. Pass på at låsehylsen er fullstendig festet til setet.
4. Plasser setet bak deg med basen ca. 35 cm unna. Len setet mot deg og sett deg forsiktig ned med føttene dine ca. 35 cm fra hverandre.



SAMMENLEGGBAR MODELL

Ta først de to føttene ut av bagen. Ta deretter ut setet, og pass på å holde i både setet og tubene når du gjør dette. Fold tubene ut slik at de slås sammen.



TILGJENGELIGE MODELLER

Stroller

(ikke justerbar, endehylser i gummi)

Walker

(justerbar, endehylser i gummi)

Tracker

(justerbar, spiss og plate kun for mykt underlag)

Packaway

(justerbar, endehylser i gummi samt spiss og plate)

TILGJENGELIGE FARGER:

Sort eller grønn