

Out & About

STOLE SORTIMENT

Fra spadserestok til siddestok på bare et øjeblik!

Tak fordi du valgte en Linden Out & About stol. Vi ønsker dig glæde med den i mange år frem i tiden. For sikker brug bedes du læse alle instruktionerne:

- Out & About – Gåhøjde: 925 mm
Sædehøjde: 410 mm
- Out & About – Gåhøjde: 960 mm
Sport Sædehøjde: 440 mm
- Maksimal brugervægt: 125 kg.

Din Out & About stol er udstyret med fire gummi dupsko og er blevet designet til brug på jævne, ikke-glatte overflader.

HUSK: Jævnligt at tjekke at alle gummi dupsko er i god stand. For din egen sikkerheds skyld bør du **ALDRIG** bruge stolen uden dupsko.

1. Til brug som stol: Den åbnes helt og du tjekker at alle fødder er kontakt med jorden.
2. Sæt dig langsomt på sædet. For maksimal stabilitet er det vigtigt at have benene foran dig når du sidder og at begge fødder er placeret stabilt på underlaget.
3. Din Out & About stol er udviklet til brug af kun én person. Bør ikke anvendes til andre formål.



SPORT STOLE MODELLER

Sport stole modellerne med ekstra spidser og pladefødder kan anvendes på blødt underlag ved at fjerne alle gummi dupsko. Fjern alle dupsko når stolen bruges på hårdt underlag.



TILGÆNGELIGE
MODELLER

Poleret
aluminiums
ramme og
farvet lærred
eller

"Deluxe"
malet ramme
som matcher
sædefarven –

TILGÆNGELIGE
FARVER:

Sort, grøn
eller vinrød